

## UGUL P

4 630,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-UT-KNB-UGUL-P

Kabina do ćwiczeń i zawieszzeń zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan.

## Opis produktu:

### UGUL P - kabina do ćwiczeń i zawieszzeń z przewieszką

**Kabina do ćwiczeń i zawieszzeń UGUL** przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. Kabina umożliwia szczególne zastosowanie w usprawnianiu leczniczym schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych. Wyrób jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę lub lekarza. **Kabina do ćwiczeń i zawieszzeń** zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan. Dodatkowym wyposażeniem kabiny jest przewieszka, którą montuje się z jednej strony do kabiny, a z przeciwnej strony podpira się segmentem kratowym. Ramy kraty wykonane są z kształtowników, wypełnione prętami stalowymi, łączone w sposób trwały. Całość pokryta jest białym lakierem nałożonym metodą proszkową. Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie.

- Dodatkowym wyposażeniem kabiny jest przewieszka, którą montuje się z jednej strony do kabiny, a z przeciwnej strony podpira się segmentem kratowym.
- Ramy kraty wykonane są z kształtowników, wypełnione prętami stalowymi, łączone w sposób trwały. Całość pokryta jest białym lakierem nałożonym metodą proszkową.
- Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne Szerokość 400 cm Wysokość 200 cm

Głębokość

200 cm

Waga

143 kg

## Wyposażenie

Wyposażenie dodatkowe

- zastąpienie jednego segmentu drabinką - **UGUL**

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### Galeria produktów:

