

Cramer Back Support - Pas lędźwiowy

172,78 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Cramer Back Support - Pas lędźwiowy

Back Support Cramer to specjalistyczny pas lędźwiowy, przeznaczony do stabilizacji i wsparcia odcinka lędźwiowego. Dzięki specjalnej konstrukcji, pas nie ogranicza ruchów, pozwalając na swobodną aktywność. Pas został wykonany z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu jest komfortowy w użytkowaniu.

Skład materiału:

- 45% poliester
- 35% elastan
- 20% nylon

Pas możesz zakupić w jednym z dwóch rozmiarów: S/M (55,9-81,3 cm) lub L/XL (86,4-121,9 cm).

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

