

UGUL PP

6 400,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-UT-KNB-UGUL-PP

Kabina do ćwiczeń i zawieszek zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan.

Opis produktu:

UGUL PP - kabina do ćwiczeń i podwieszek podwójna

Kabina do ćwiczeń i zawieszek UGUL przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. Kabina umożliwia szczególne zastosowanie w usprawnianiu leczniczym schorzeń ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych. Wyrób jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę lub lekarza.

Kabina do ćwiczeń i zawieszek zbudowana jest z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami tworzącymi siatkę o prostokątnych oczkach. Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadłościan.

Model podwójny w sumie daje 14 segmentów. Ramy kraty wykonane są z kształtowników, wypełnione prętami stalowymi, łączone w sposób trwały. Całość pokryta jest białym lakierem nałożonym metodą proszkową. Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne Szerokość 400 cm Wysokość 200 cm

Głębokość

200 cm

Waga

199 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

