

Tytanowa pełna osłona oczu pacjenta z regulacją

370,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-AL-UVX-P12M1P071001



Opis produktu:

Tytanowa pełna osłona oczu pacjenta z regulacją

- Nowoczesne tytanowe okulary pacjenta zapewniają ochronę w zakresie długości fal od 180 nm do 25 000 nm.
- Obecny model posiada dodatkową regulację, dzięki czemu są idealnie dopasowane indywidualnie do pacjenta.
- Wraz z okularami dodatkowo otrzymujesz dedykowany futerał oraz zapasowe dwie pary silikonowych pierścieni zastępczych.
- Materiał: tytan
- Klasa ochrony: EN207 - pełna ochrona

Długość fali Gęstość optyczna Tryb pracy - poziom ochrony 180 - 315 (OD10+) D LB10 + IR LB4 + M LB6Y >315 - 1400 (OD10+) D LB7 + IR LB9 + M LB10 > 1400 - 25000 (OD10+) DI LB5 + R LB3Y + M LB6Y

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

