

**SR-EŁ3**

4 800,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



## Opis produktu:

### SR-EŁ3 - 3-częściowy stół rehabilitacyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska

Stół rehabilitacyjny SR-EŁ3 jest stołem trzyczęściowym, który można regulować elektrycznie za pomocą pilota. Zagłówek stołu (opcjonalnie z podłokietnikami) z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej.

Z powodzeniem można wykorzystać stół w

- gabinetach fizjoterapii
- gabinetach kosmetycznych
- gabinetach masażu

## Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 3

Pivot: tak

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

- Długość: 203 cm
- Wysokość regulowana ręcznie: 60-92 cm
- Szerokość: 70 cm
- Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° +45°

- Waga: 64 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg
- Pivot: 0 +25°

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

---

- wieszak na ręcznik
- system jezdny
- zagłówek
- pilot nożny

## Informacje dodatkowe

Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

## Widok 360

### Galeria produktów:

