

## TERAPEUTA M-S3.F4

7 989,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-S3.F4 jest przeznaczony do masażu i terapii manualnej. Używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

### Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-S3.F4 - trzysekcyjny

**Stół do masażu i rehabilitacji** - trzysekcyjny (**TERAPEUTA M-S3.F4**) to stół używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

- podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami,
- elektryczna regulacja wysokości stołu do rehabilitacji za pomocą ramy zamontowanej dookoła podstawy,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na 3 bananki,
- sprężystą i trwałą piankę,
- płynna regulacje wysokości i poszczególnych sekcji stołu do masażu,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych - odporna na zadrapania,
- wąskie łączenia sekcji stołu do masażu,
- obicie odporne na działanie wysokich temperatur oraz na ciecze (woda, krew, solanka).

### Wykorzystane technologie

- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego
- **Hallotronic®** - technologia która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości

### Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 3

Układ jezdny: tak

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

ilość sekcji 3 kąt pochylenia zagłówka - 70 / + 40° kąt pochylenia sekcji środkowej - kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna) 0 / + 85° regulacja wysokości 47 - 95 cm wymiary długość x szerokość x wysokość 205 x 69 x 47-95 cm masa 85/100 kg maksymalne obciążenie dynamiczne 225 kg maksymalne obciążenie statyczne 300 kg zasilanie 230 V/ 50 Hz

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik papierowy
- bananek do trakcji
- pas stabilizacyjny do stołów

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### Galeria produktów:



