

ZESTAW UŻYWANY: PhysioMG 815 + Aplikator płaski CP ze statywem

8 310,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: A-UG-AST-PMG815

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości PhysioMg 815, Jednokanałowy, dotykowy LCD 5", encyklopedia 3D.

Oferta z dnia: 21-05-2024

Opis produktu:

UWAGA ZESTAW ZAWIERA PRODUKTY UŻYWANE Aparat do magnetoterapii PhysioMG 815 - 2023 rok Aplikator płaski CP ze statywem - 2023 rok Aparat do magnetoterapii PhysioMG 815

Nowa rodzina urządzeń PhysioMG umożliwia wykonywanie terapii w oparciu o trzy sterowniki w połączeniu z aplikatorami szpulowymi, aplikatorami płaskimi na statywie oraz aplikatorami miejscowymi mocowanymi za pomocą pasów. Wraz z nowymi sterownikami powstała także nowa konstrukcja leżanki z dwupoziomowym stolikiem pod aplikator. Nowością technologiczną jest również nowy tryb pracy, zwany Trybem Dualnym. Stosowane są w nim dwa współpracujące symultanicznie aplikatory: szpulowy o działaniu ogólnoustrojowym i aplikator płaski o działaniu miejscowym. W tym modelu jednak brak obsługi trybu dualnego. Dopelnieniem unikalnych cech jest możliwość stosowania zmiennej częstotliwości terapeutycznej tzw. Spektrum (w zakresie 0 - 50 Hz) w trakcie trwania zabiegu.

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości posiada:

- jednokanałowy generator pola magnetycznego
- 5" wyświetlacz dotykowy
- encyklopedia programów wbudowanych oparta na wizualizacjach 3D obrazujących wykonanie wybranego zabiegu.

Programy i sekwencje

- 124 wbudowanych programów zabiegowych
- 50 programów do ustawienia dla użytkownika
- programy ulubione
- 10 sekwencji do ustawienia dla użytkownika

Ergonomia

- 5" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Jeden kanał zabiegowy
- Tryb manualny
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Baza wbudowanych programów zabiegowych
- Baza programów użytkownika
- Baza sekwencji użytkownika
- Programy ulubione
- Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Statystyki przeprowadzanych zabiegów
- Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1
Wyświetlacz: 5"
Tryb manualny: tak
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak
Baza wbudowanych programów zabiegowych: 124
Baza programów użytkownika: 50
Baza sekwencji użytkownika: 10
Programy ulubione: tak
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak
Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak
Magnetoterapia: tak

Cechy produktu:

Galeria produktów:



Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360