

## TERAPEUTA M-P3.F4

9 285,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-P3.F4 jest przeznaczony do masażu i terapii manualnej. Używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

### Opis produktu:

#### Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-P3.F4 - trzysekcyjny z Pivotem

**Stół do masażu i rehabilitacji** - trzysekcyjny z Pivotem (**TERAPEUTA M-P3.F4**) to stół używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

- stół M-P3.F4 składa się z 4 unoszonych kótek i 4 antypoślizgowych gumowych stopek,
- elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu,
- ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska za pomocą sprężyn gazowych,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaśleпка otworu na twarz,
- uchwyty do zamocowania pasa,
- dostępny system jezdny: 4 unoszone koła kierunkowe, 4 stopki i Pivot sterowany elektrycznie,
- sprężystą i trwałą pianką,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych - odporna na zadrapania,
- wąskie łączenia sekcji stołu do masażu,
- płynna regulacje wysokości i poszczególnych sekcji stołu do masażu,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- obicie odporne na działanie wysokich temperatur oraz na ciecze (woda, krew, solanka).
- stół jest pokryty miękką, elastyczną i komfortową powłoką
- nowoczesne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu - zintegrowany system autoryzacji PAS.

#### Wykorzystane technologie

- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego.
- **Hallotronic®** - technologia która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

## Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna  
Ilość sekcji: 3  
Pivot: tak  
Układ jezdny: tak

## Specyfikacja techniczna

ilość sekcji 3 kąt pochylenia zagłówka -70/+40° kąt pochylenia sekcji środkowej 0/+30° kąt regulacji sekcji nożnej -30 /+85° regulacja wysokości 51-99 cm długość 205 cm szerokość 69/80 cm masa 115 kg maksymalne obciążenie 225 kg zasilanie 230 V/ 50 Hz

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 43

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:



