

TERAPEUTA M-P3.F4

9 285,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-P3.F4 jest przeznaczony do masażu i terapii manualnej. Używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-P3.F4 - trzysekcyjny z Pivotem

Stół do masażu i rehabilitacji - trzysekcyjny z Pivotem (**TERAPEUTA M-P3.F4**) to stół używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

- stół M-P3.F4 składa się z 4 unoszonych kótek i 4 antypoślizgowych gumowych stopek,
- elektryczna regulacja wysokości za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu,
- ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska za pomocą sprężyn gazowych,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na nos i brodę oraz zaśleпка otworu na twarz,
- uchwyty do zamocowania pasa,
- dostępny system jezdny: 4 unoszone koła kierunkowe, 4 stopki i Pivot sterowany elektrycznie,
- sprężystą i trwałą pianką,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych - odporna na zadrapania,
- wąskie łączenia sekcji stołu do masażu,
- płynna regulacje wysokości i poszczególnych sekcji stołu do masażu,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- obicie odporne na działanie wysokich temperatur oraz na ciecze (woda, krew, solanka).
- stół jest pokryty miękką, elastyczną i komfortową powłoką
- nowoczesne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu - zintegrowany system autoryzacji PAS.

Wykorzystane technologie

- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego.
- **Hallotronic®** - technologia która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna
Ilość sekcji: 3
Pivot: tak
Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

ilość sekcji 3 kąt pochylenia zagłówka - 70 / + 40° kąt pochylenia sekcji środkowej 0 / + 30° kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna) -30 / + 85° regulacja wysokości 51 - 99 cm wymiary długość x szerokość x wysokość 205 x 69 x 51-99 cm masa 95/110 kg maksymalne obciążenie dynamiczne 225 kg maksymalne obciążenie statyczne 300 kg zasilanie 230 V/ 50 Hz

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:



