

## TERAPEUTA M-S4.F4

7 695,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-S4.F4 jest przeznaczony do masażu i terapii manualnej. Używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

### Opis produktu:

#### Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-S4.F4 - czterosekcyjny

**Stół do masażu i rehabilitacji** - czterosekcyjny (**TERAPEUTA M-S4.F4**) to stół używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

- składa się z 4 unoszonych kółek i 4 antypoślizgowych gumowych stopek,
- elektryczna regulacja wysokości stołu do rehabilitacji za pomocą ramy zamontowanej dookoła podstawy,
- ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska (zagłówek) za pomocą sprężyn gazowych,
- profilowany otwór w zagłówku mieszczący twarz pacjenta, zaślepka w zestawie
- uchwyty służące mocowaniu pasa
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- sprężystą i trwałą piankę,
- płynna regulacje wysokości i poszczególnych sekcji stołu do masażu,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych - odporna na zadrapania,
- wąskie łączenia sekcji stołu do masażu,
- obicie odporne na działanie wysokich temperatur oraz na ciecze (woda, krew, solanka).
- stół wyposażony jest w nowoczesne zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu - zintegrowany system autoryzacji PAS

#### Wykorzystane technologie

- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego
- Hallotronic® - technologia która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości

## Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 4

Układ jezdny: tak

## Specyfikacja techniczna

ilość sekcji 4 kąt pochylenia zagłówek -70 /+40° regulacja wysokości 47-95 cm długość 202 cm szerokość 69/80 cm masa 95 kg maksymalne obciążenie 225 kg zasilanie 230V/50Hz

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 43

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:



