

TERAPEUTA M-S4.F4

7 695,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-S4.F4 jest przeznaczony do masażu i terapii manualnej. Używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny TERAPEUTA M-S4.F4 - czterosekcyjny

Stół do masażu i rehabilitacji - czterosekcyjny (**TERAPEUTA M-S4.F4**) to stół używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach.

- składa się z 4 unoszonych kółek i 4 antypoślizgowych gumowych stopek,
- elektryczna regulacja wysokości stołu do rehabilitacji za pomocą ramy zamontowanej dookoła podstawy,
- ustawianie kąta nachylenia poszczególnych części leżyska (zagłówek) za pomocą sprężyn gazowych,
- profilowany otwór w zagłówku mieszczący twarz pacjenta, zaślepka w zestawie
- uchwyty służące mocowaniu pasa
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- sprężystą i trwałą piankę,
- płynna regulacje wysokości i poszczególnych sekcji stołu do masażu,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych - odporna na zadrapania,
- wąskie łączenia sekcji stołu do masażu,
- obicie odporne na działanie wysokich temperatur oraz na ciecze (woda, krew, solanka).
- stół wyposażony jest w nowoczesne zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu - zintegrowany system autoryzacji PAS

Wykorzystane technologie

- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego
- Hallotronic® - technologia która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 4

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna**Parametry techniczne**

ilość sekcji 4 kąt pochylenia zagłówka - 70 / + 40° kąt pochylenia sekcji środkowej - kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna) - regulacja wysokości 47 - 95 cm wymiary długość x szerokość x wysokość 202 x 69 x 47-95 cm masa 95 kg maksymalne obciążenie dynamiczne 225 kg maksymalne obciążenie statyczne 300 kg zasilanie 230 V/ 50 Hz

Wyposażenie**Informacje dodatkowe****Widok 360****Galeria produktów:**

