



Podwójny mankiet 6-komorowy na rękę, barki i klatkę piersiową do aparatów CarePump

1 715,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Podwójny mankiet 6-komorowy na rękę, barki i klatkę piersiową do aparatów CarePump

Opis produktu:

Podwójny mankiet 6-komorowy na rękę, barki i klatkę piersiową do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu mechanicznego drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze obu rąk, barków oraz klatki piersiowej. Wykorzystywany w leczeniu obrzęków, rehabilitacji pourazowej, regeneracji powysiłkowej, relaksacji, po mastektomii. Dzięki temu, że mankiety nachodzą również na ramiona i klatkę piersiową "przepchnięcie" płynów do węzłów limfatycznych jest bardziej efektywne niż przy wykorzystaniu standardowego mankieta na rękę.

6-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- LITE6
- MOVE6

Co zawiera zestaw:

- dwa pojedyncze mankiety na rękę (prawą i lewą)
- przewody powietrzne
- poszerzacze zwiększające obwód o 10 cm

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała.

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: BardoMed Sp. z o.o.

Adres: ul. Studzienki 55, 32-085 Modlnica, Polska

Email: biuro@bardomed.pl

Telefon: 721 121 314

Informacje o bezpieczeństwie: Mankiet stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję presoterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

