



Podwójny mankiet 6-komorowy na rękę, barki i klatkę piersiową do aparatów CarePump

1 715,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Podwójny mankiet 6-komorowy na rękę, barki i klatkę piersiową do aparatów CarePump

## Opis produktu:

### Podwójny mankiet 6-komorowy na rękę, barki i klatkę piersiową do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu mechanicznego drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze obu rąk, barków oraz klatki piersiowej. Wykorzystywany w leczeniu obrzęków, rehabilitacji pourazowej, regeneracji powysiłkowej, relaksacji, po mastektomii. Dzięki temu, że mankiety nachodzą również na ramiona i klatkę piersiową "przepchnięcie" płynów do węzłów limfatycznych jest bardziej efektywne niż przy wykorzystaniu standardowego mankieta na rękę.

6-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- **LITE6**
- **MOVE6**

### Co zawiera zestaw:

- **dwa pojedyncze mankiety na rękę (prawą i lewą)**
- **przewody powietrzne**
- **poszerzacze zwiększające obwód o 10 cm**

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała.

**Gwarancja: 2 lata**

## Cechy produktu:

**Specyfikacja techniczna**

**Wyposażenie**

**Informacje dodatkowe**

**Widok 360**

**Galeria produktów:**

