



Mankiet 6-komorowy na rękę prawą, bark i pierś do aparatów CarePump

745,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 6-komorowy na rękę prawą, bark i pierś do aparatów CarePump

## Opis produktu:

### Mankiet 6-komorowy na rękę prawą, bark i pierś do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu mechanicznego drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze prawej ręki, barku oraz piersi. Wykorzystywany w leczeniu obrzęków, rehabilitacji pourazowej, regeneracji powysiłkowej, relaksacji, po mastektomii. Dzięki temu, że mankiet nachodzi również na ramię i część klatki piersiowej "przepchnięcie" płynów do węzłów limfatycznych jest bardziej efektywne niż przy wykorzystaniu standardowego mankieta na rękę.

6-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- LITE6
- MOVE6

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała.

**Gwarancja: 2 lata**

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

## Widok 360

### GPSR

Producent: BardoMed Sp. z o.o.

Adres: ul. Studzienki 55, 32-085 Modlnica, Polska

Email: [biuro@bardomed.pl](mailto:biuro@bardomed.pl)

Telefon: 721 121 314

**Informacje o bezpieczeństwie: Mankiet stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję presoterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.**

### Galeria produktów:

