



Mankiet 6-komorowy na rękę prawą, bark i pierś do aparatów CarePump

745,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 6-komorowy na rękę prawą, bark i pierś do aparatów CarePump

Opis produktu:

Mankiet 6-komorowy na rękę prawą, bark i pierś do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu mechanicznego drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze prawej ręki, barku oraz piersi. Wykorzystywany w leczeniu obrzęków, rehabilitacji pourazowej, regeneracji powysiłkowej, relaksacji, po mastektomii. Dzięki temu, że mankiet nachodzi również na ramię i część klatki piersiowej "przepchnięcie" płynów do węzłów limfatycznych jest bardziej efektywne niż przy wykorzystaniu standardowego mankietu na rękę.

6-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- **LITE6**
- **MOVE6**

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała.

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

