



Pakiet podkład wiskozowy (8x8cm) - 20 paczek po 2 sztuki

220,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Pakiet podkładów wiskozowych (8x8cm)

Opis produktu:

Pokrowiec wiskozowy do elektrod o wymiarach 8x8 cm to pokrowiec dedykowany do elektrod silikonowo - węglowych 6x6 cm, które są stosowane w zabiegach elektroterapii i elektrostymulacji.

Pokrowiec wiskozowy stosuje się z kilku ważnych powodów:

- Zwiększenie powierzchni czynnej elektrody - woda, którą nawilżony jest pokrowiec do elektrod, przewodzi prąd i w efekcie cała powierzchnia pokrowca wiskozowego staje się elektrodą.
- Poprawa przylegania elektrody do ciała pacjenta - materiał, z którego wykonany jest pokrowiec wiskozowy jest dużo bardziej miękki od elektrody. W związku z tym podkład ściśle przylega całą swoją powierzchnią. Przy użyciu samej elektrody nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego efektu, ponieważ ściśle przylega ona jedynie na dużej, płaskiej powierzchni. Wszelkie nierówności anatomiczne powodują niedokładne przyleganie elektrody.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

