



Pakiet podkład wiskozowy (10x12cm) - 20 paczek

276,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Pakiet podkładów wiskozowych (10x12cm)

Opis produktu:

Podkład wiskozowy 10x12 cm - komplet 2 sztuki

Podkład wiskozowy o wymiarach (10x12cm) to to pokrowiec dedykowany do elektrod silikonowo - węglowych 7x10 cm, które stosuje się w zabiegach elektroterapii i elektrostymulacji.

Pokrowiec wiskozowy stosuje się z kilku ważnych powodów:

- Zwiększenie powierzchni czynnej elektrody - woda, którą nawilżony jest pokrowiec do elektrod, przewodzi prąd i w efekcie cała powierzchnia pokrowca wiskozowego staje się elektrodą.
- Poprawa przylegania elektrody do ciała pacjenta - materiał, z którego wykonany jest pokrowiec wiskozowy jest dużo bardziej miękki od elektrody. W związku z tym podkład ściśle przylega całą swoją powierzchnią. Przy użyciu samej elektrody nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego efektu, ponieważ ściśle przylega ona jedynie na dużej, płaskiej powierzchni. Wszelkie nierówności anatomiczne powodują niedokładne przyleganie elektrody.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

