

CarePump Lite8 aparat do drenażu limfatycznego

4 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

CarePump Lite8 aparat do drenażu limfatycznego



Opis produktu:

CarePump LITE8 jest aparatem umożliwiającym ustawienie podstawowych parametrów (ciśnienie, czas zabiegu, szybkość napełniania komór, tryb pracy, możliwość wyłączenia poszczególnych komór) szczególnie polecanym do **użytku domowego**.

Aparat został opracowany w współpracy z **Polskim Towarzystwem Limfologicznym** i posiada certyfikat.

Zastosowania aparatu CarePump Lite8

- do użytku domowego: presoterapia ze wskazań zdrowotnych (np. wspomagająco w redukcji obrzęków, poprawa krążenia limfy i krwi) oraz estetycznych (ujędrnienie skóry, redukcja cellulitu),
- dla sportowców w celu przyspieszenia regeneracji, zmniejszenia bólu mięśni,
- dla fizjoterapeutów mobilnych.

Wskazania do stosowania

- leczenie fizykalne stanów pourazowych,
- profilaktyka niewydolności układu krążenia oraz układu limfatycznego,
- schorzenia powodujące obrzęki,
- niewydolność limfatyczna po mastektomii,
- uczucie "ciężkich nóg",
- cellulit,
- wysięki,
- zapobieganie i profilaktyka w leczeniu otyłości i nadwagi,
- przebyte choroby zakaźne (w celu wzmocnienia organizmu i usunięcia toksyn),
- przyspieszenie absorpcji krwiaków czy siniaków poprzez stymulację mikrokrążenia.

Zalety aparatu Lite8

- Wielojęzyczne menu (czeski, angielski, hiszpański, francuski, węgierski, kazachski, niderlandzki, polski,

portugalski, rosyjski, słoweński)

- Rzeczywisty pomiar ciśnienia w mankietach
- Certyfikat Polskiego Towarzystwa Limfologicznego
- Polska produkcja i serwis
- 8 tryby pracy - algorytmów zabiegowych
- Precyzyjna regulacja parametrów
- Możliwość wyłączenia poszczególnych komór
- Mankiety typu "overlapping" - W mankietach zastosowany został system zachodzących na siebie komór, co zapobiega cofaniu się limfy podczas wykonywania zabiegu, sprawiając, że jest bardziej efektywny.
- Niski poziom głośności
- Awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór w makiecie

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Obsługiwane mankiety 8 - komorowe Typ mankietów overlapping, fishbone Ciśnienie 20-220 mmHg Liczba programów zabiegowych 8 Czas zabiegu 1-120 minut Możliwość wyłączenia komór TAK Regulacja tempa zabiegu 1-5 Pobór mocy 40-70 W Wyświetlacz 5" kolorowy, dotykowy Wymiary 300x260x160 mm Waga 3,2 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- aparat
- zasilacz

Informacje dodatkowe

- Presoterapia jako metoda leczenia
- Gwarancja: 2 lata na aparat, 1 rok na mankiety i przewody, producencka, międzynarodowa.

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

