



Podwójny mankiet 8-komorowy na rękę, barki i klatkę piersiową do aparatów CarePump

2 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Podwójny mankiet 8-komorowy na rękę, barki i klatkę piersiową do aparatów CarePump

Opis produktu:

Podwójny mankiet 8-komorowy na rękę, barki i klatkę piersiową do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu mechanicznego drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze obu rąk, barków oraz klatki piersiowej. Wykorzystywany w leczeniu obrzęków, rehabilitacji pourazowej, regeneracji powysiłkowej, relaksacji, po mastektomii. Dzięki temu, że mankiety nachodzą również na ramiona i klatkę piersiową "przepchnięcie" płynów do węzłów limfatycznych jest bardziej efektywne niż przy wykorzystaniu standardowego mankieta na rękę.

8-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- **LITE8**
- **MOVE8**
- **EXPERT8**

Co zawiera zestaw:

- **dwa pojedyncze mankiety na rękę (prawą i lewą)**
- **przewody powietrzne**
- **poszerzacze zwiększające obwód o 10 cm**
- **rozdzielacz przewodów powietrznych długi - 150 cm**

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała.

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

