



Mankiet 8-komorowy na rękę do aparatów CarePump

635,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 8-komorowy na rękę do aparatów CarePump

Opis produktu:

Mankiet 8-komorowy na rękę do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze kończyny górnej. Wykorzystywany w rehabilitacji pourazowej, regeneracji powysiłkowej, po mastektomii.

8-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- LITE8
- MOVE8
- EXPERT8
- MOVE8PRO

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping/fishbone" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

Mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała.

Cena dotyczy 1 sztuki

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

