



## Mankiet 8-komorowy na biodra i brzuch do aparatów CarePump

635,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 8-komorowy na biodra i brzuch do aparatów CarePump

### Opis produktu:

#### Mankiet 8-komorowy na biodra i brzuch do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze bioder i brzucha.

8-komorowy mankiet współpracuje z modelami aparatów z serii CarePump:

- LITE8
- MOVE8
- EXPERT8

Mankiet jest wyposażony w system "overlapping/fishbone" - komory, na które są podzielone mankiety zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu, poprawiając jego efektywność.

#### Cechy mankietu

- zamek błyskawiczny
- wysoka jakość materiału
- mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała

**Cena dotyczy 1 sztuki**

**Gwarancja: 2 lata**

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### Galeria produktów:

