



Mankiet na nogę prawą 8-komorowy do aparatów CarePump

635,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet na nogę prawą 8-komorowy do aparatów CarePump

Opis produktu:

Mankiet na nogę prawą 8-komorowy do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze prawej kończyny dolnej.

8-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- **LITE8**
- **MOVE8**
- **EXPERT8**
- **MOVE8PRO**

Cechy mankieta

- system overlapping (komory w mankiecie zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu);
- błyskawiczny zamek wzdłuż całego mankieta;
- wytrzymałe przewody powietrzne;
- wysoka jakość materiału, łatwego w czyszczeniu;
- mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała;
- możliwość dokupienia poszerzacza zwiększającego obwód mankieta;

Cena dotyczy 1 sztuki

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

