



## Mankiet na nogę lewą 8-komorowy do aparatów CarePump

635,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet na nogę lewą 8-komorowy do aparatów CarePump

### Opis produktu:

Mankiet na nogę lewą 8-komorowy do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze lewej kończyny dolnej.

8-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- **LITE8**
- **MOVE8**
- **EXPERT8**
- **MOVE8PRO**

#### Cechy mankieta

- system overlapping (komory w mankiecie zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu);
- błyskawiczny zamek wzdłuż całego mankieta;
- wytrzymałe przewody powietrzne;
- wysoka jakość materiału, łatwego w czyszczeniu;
- mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała;
- możliwość dokupienia poszerzacza zwiększającego obwód mankieta;

**Cena dotyczy 1 sztuki**

**Gwarancja: 2 lata**

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

#### Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### Galeria produktów:

