



Mankiet 8-komorowy na lewą rękę, bark i pierś do aparatów CarePump

885,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Mankiet 8-komorowy na lewą rękę, bark i pierś do aparatów CarePump

Opis produktu:

Mankiet 8-komorowy na lewą rękę, bark i pierś do aparatów CarePump

Umożliwia wykonanie zabiegu mechanicznego drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) w obszarze lewej ręki, barku oraz piersi. Wykorzystywany w leczeniu obrzęków, rehabilitacji pourazowej, regeneracji powysiłkowej, relaksacji, po mastektomii. Dzięki temu, że mankiet nachodzi również na ramię i część klatki piersiowej "przepchnięcie" płynów do węzłów limfatycznych jest bardziej efektywne niż przy wykorzystaniu standardowego mankieta na rękę.

8-komorowy mankiet współpracuje z aparatami:

- LITE8
- MOVE8
- EXPERT8
- MOVE8PRO

Mankiet zawiera przewody powietrzne umożliwiające podpięcie go do podwójnego rozdzielacza przewodów powietrznych lub bezpośrednio do aparatu.

Cechy

- system overlapping (komory w mankiecie zachodzą na siebie, co zapobiega cofaniu się płynów podczas zabiegu);
- błyskawiczny zamek wzdłuż całego mankieta;
- wytrzymałe przewody powietrzne;
- wysoka jakość materiału, łatwego w czyszczeniu;
- mankiet posiada rozmiar uniwersalny - po wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do ciała;

Cena dotyczy 1 sztuki

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: BardoMed Sp. z o.o.

Adres: ul. Studzienki 55, 32-085 Modlnica, Polska

Email: biuro@bardomed.pl

Telefon: 721 121 314

Informacje o bezpieczeństwie: Mankiet stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję presoterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

