



CarePump Compact4 aparat do drenażu limfatycznego - seria ADVANCED

4 700,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Opis produktu:

CarePump Compact4 aparat do drenażu limfatycznego - seria ADVANCED - **(4-komorowy)**

Aparat CarePump Compact4 przeznaczony jest do **profesjonalnego zastosowania** w medycynie, rehabilitacji i odnowie biologicznej.

Aparat jest dedykowany dla:

- fizjoterapeutów
- kosmetologów

Wskazania do stosowania

- leczenie fizykalne stanów pourazowych,
- profilaktyka niewydolności układu krążenia oraz układu limfatycznego,
- schorzenia powodujące obrzęki,
- niewydolność limfatyczna po mastektomii,
- uczucie "ciężkich nóg",
- cellulit,
- wysięki,
- zapobieganie i profilaktyka w leczeniu otyłości i nadwagi,
- przebyte choroby zakaźne (w celu wzmocnienia organizmu i usunięcia toksyn),
- przyspieszenie absorpcji krwiaków czy siniaków poprzez stymulację mikrokrążenia.

Zalety aparatu Compact4

- Certyfikat Polskiego Towarzystwa Limfologicznego
- Polska produkcja i serwis
- 6 trybów pracy
- Precyzyjna regulacja parametrów
- Indywidualne ciśnienie dla każdej komory
- Inteligentna funkcja gradientu - Możliwość ustawienia gradientu (spadku ciśnienia w kolejnej pompowanej komorze) o wartość wyrażoną procentowo czy w mmHg lub - po ustawieniu ciśnienia początkowego i

końcowego - automatyczne przeliczenie wartości gradientu.

- Programowanie własnych algorytmów (50 programów)

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Obsługiwane mankiety 4- komorowe Typ mankietów overlapping, fishbone Ciśnienie 20-220 mmHg Liczba programów zabiegowych 6 Możliwość zapisania programów zabiegowych TAK - 50 Czas zabiegu 1-120 minut Możliwość wyłączenia komór TAK Regulacja tempa zabiegu 1-5 Pobór mocy 40-70 W Wyświetlacz 5" kolorowy, dotykowy Wymiary 300x260x160 mm Waga 2,8 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

