

## CarePump Expert8 aparat do drenażu limfatycznego - seria ADVANCED

8 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -



### Opis produktu:

Aparat CarePump Expert8 przeznaczony jest do **profesjonalnego zastosowania** w medycynie, rehabilitacji i odnowie biologicznej.

Dzięki inteligentnej funkcji gradientu, interwał, hold, ustawienia indywidualnego ciśnienia dla każdej z komór w mankiecie oraz możliwości zaprogramowania własnych algorytmów zabiegowych Expert8 umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb każdego pacjenta.

### Aparat jest dedykowany dla:

- fizjoterapeutów
- kosmetologów

### Wskazania do stosowania

- leczenie fizykalne stanów pourazowych,
- profilaktyka niewydolności układu krążenia oraz układu limfatycznego,
- schorzenia powodujące obrzęki,
- niewydolność limfatyczna po mastektomii,
- uczucie "ciężkich nóg",
- cellulit,
- wysięki,
- zapobieganie i profilaktyka w leczeniu otyłości i nadwagi,
- przebyte choroby zakaźne (w celu wzmocnienia organizmu i usunięcia toksyn),
- przyspieszenie absorpcji krwiaków czy siniaków poprzez stymulację mikrokrążenia.

### Zalety aparatu Expert8

- Certyfikat Polskiego Towarzystwa Limfologicznego
- Polska produkcja i serwis
- 13 trybów pracy
- Precyzyjna regulacja parametrów
- Indywidualne ciśnienie dla każdej komory
- Inteligentna funkcja gradientu - Możliwość ustawienia gradientu (spadku ciśnienia w kolejnej pompowanej komorze) o wartość wyrażoną procentowo czy w mmHg lub - po ustawieniu ciśnienia początkowego i

- końcowego - automatyczne przeliczenie wartości gradientu.
- Programowanie własnych algorytmów (100 programów)

**Gwarancja: 2 lata**

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

Obsługiwane mankiety 8- komorowe Typ mankietów overlapping, fishbone Ciśnienie 20-220 mmHg Liczba programów zabiegowych 13 Możliwość zapisania programów zabiegowych TAK - 100 Czas zabiegu 1-120 minut Możliwość wyłączenia komór TAK Regulacja tempa zabiegu 1-5 Pobór mocy 40-70 W Wyświetlacz 5" kolorowy, dotykowy Wymiary 300x260x160 mm Waga 2,8 kg

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

### GPSR

Producent: Bardomed Sp. z o.o.

Adres: ul. Studzienki 55, 32-085 Modlnica, Polska

Email: [biuro@bardomed.pl](mailto:biuro@bardomed.pl)

Telefon: 721 121 314

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

