

CarePump Expert8 aparat do drenażu limfatycznego - seria ADVANCED

8 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -



Opis produktu:

CarePump Expert8 aparat do drenażu limfatycznego - seria ADVANCED - **(8-komorowy)**

Aparat CarePump Expert8 przeznaczony jest do **profesjonalnego zastosowania** w medycynie, rehabilitacji i odnowie biologicznej.

Dzięki inteligentnej funkcji gradientu, interwał, hold, ustawienia indywidualnego ciśnienia dla każdej z komór w mankiecie oraz możliwości zaprogramowania własnych algorytmów zabiegowych Expert8 umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb każdego pacjenta.

Aparat jest dedykowany dla:

- fizjoterapeutów
- kosmetologów

Wskazania do stosowania

- leczenie fizykalne stanów pourazowych,
- profilaktyka niewydolności układu krążenia oraz układu limfatycznego,
- schorzenia powodujące obrzęki,
- niewydolność limfatyczna po mastektomii,
- uczucie "ciężkich nóg",
- cellulit,
- wysięki,
- zapobieganie i profilaktyka w leczeniu otyłości i nadwagi,
- przebyte choroby zakaźne (w celu wzmocnienia organizmu i usunięcia toksyn),
- przyspieszenie absorpcji krwiaków czy siniaków poprzez stymulację mikrokrążenia.

Zalety aparatu Expert8

- Certyfikat Polskiego Towarzystwa Limfologicznego
- Polska produkcja i serwis

- 13 trybów pracy
- Precyzyjna regulacja parametrów
- Indywidualne ciśnienie dla każdej komory
- Inteligentna funkcja gradientu - Możliwość ustawienia gradientu (spadku ciśnienia w kolejnej pompowanej komorze) o wartość wyrażoną procentowo czy w mmHg lub - po ustawieniu ciśnienia początkowego i końcowego - automatyczne przeliczenie wartości gradientu.
- Programowanie własnych algorytmów (100 programów)

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Obsługiwane mankiety 8- komorowe Typ mankietów overlapping, fishbone Ciśnienie 20-220 mmHg Liczba programów zabiegowych 13 Możliwość zapisania programów zabiegowych TAK - 100 Czas zabiegu 1-120 minut Możliwość wyłączenia komór TAK Regulacja tempa zabiegu 1-5 Pobór mocy 40-70 W Wyświetlacz 5" kolorowy, dotykowy Wymiary 300x260x160 mm Waga 2,8 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

