



CarePump Move8PRO aparat do drenażu limfatycznego - seria ADVANCED

8 070,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Opis produktu:

CarePump Expert8 aparat do drenażu limfatycznego - seria ADVANCED - **(8-komorowy)**

Aparat CarePump Expert8 przeznaczony jest do **profesjonalnego zastosowania** w medycynie, rehabilitacji i odnowie biologicznej.

Dzięki inteligentnej funkcji gradientu, interwał, hold, ustawienia indywidualnego ciśnienia dla każdej z komór w mankiecie oraz możliwości zaprogramowania własnych algorytmów zabiegowych Expert8 umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb każdego pacjenta.

Aparat jest dedykowany dla:

- fizjoterapeutów
- kosmetologów
- fizjoterapeutów mobilnych

Wskazania do stosowania

- leczenie fizykalne stanów pourazowych,
- profilaktyka niewydolności układu krążenia oraz układu limfatycznego,
- schorzenia powodujące obrzęki,
- niewydolność limfatyczna po mastektomii,
- uczucie "ciężkich nóg",
- cellulit,
- wysięki,
- zapobieganie i profilaktyka w leczeniu otyłości i nadwagi,
- przebyte choroby zakaźne (w celu wzmocnienia organizmu i usunięcia toksyn),
- przyspieszenie absorpcji krwiaków czy siniaków poprzez stymulację mikrokrążenia.

Zalety aparatu Expert8

- Certyfikat Polskiego Towarzystwa Limfologicznego

- Polska produkcja i serwis
 - 15 trybów pracy
 - Precyzyjna regulacja parametrów
 - Stały pomiar ciśnienia w mankietach
 - Technologia SUPERFLOW - 5 poziomów szybkości napełniania komór dla większej skuteczności zabiegów
-
- PROGRADINET SYSTEM - Funkcja gradientu wpływa na bezpieczeństwo i efektywność zabiegów, szczególnie u osób zagrożonych wystąpieniem obrzęku.
-
- Indywidualne ciśnienie dla każdej komory
 - Programowanie własnych algorytmów (100 programów)

Tryby pracy

Urządzenie MovePRO posiada aż 15 programów terapeutycznych, dedykowanych wskazaniom do stosowania przerywanej kompresji pneumatycznej, podczas których poszczególne komory w mankietach napełniają się, utrzymują powietrze i opróżniają w różny sposób. Poszczególne komory można wyłączyć omijając tym samym tę część ciała, która nie powinna zostać poddana zabiegowi.

Move8PRO posiada innowacyjny **Program mieszany**, który umożliwia zaprogramowanie własnego trybu masażu, przy wykorzystaniu programów dostępnych w aparatach (możliwość połączenia dowolnych programów oraz wybrania liczby powtórzeń dla każdego z nich).

Gwarancja: 2 lata

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Obsługiwane mankiety 8- komorowe Typ mankietów overlapping, fishbone Ciśnienie 20-220 mmHg (precyzyjna regulacja co 1 mmHg)

Indywidualne ciśnienie w każdej komorze TAK PROGradient System TAK Liczba programów zabiegowych 15 Możliwość zapisania programów zabiegowych TAK - 100 SUPERFLOW

regulacja tempa zabiegu 1-5

Czas zabiegu 1-120 minut Możliwość wyłączenia komór TAK Regulacja tempa zabiegu 1-5 Pobór mocy 40-70 W Wyświetlacz 7" kolorowy, dotykowy, lcd Wymiary 290x130x130 mm Waga 2,9 kg Wymienny akumulator TAK Czas pracy na baterii 4 godziny

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

