

Bieżnia Rehabilitacyjna z poręczami Body Charger Fitness (GT6800RF-LED)

19 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Bieżnia Rehabilitacyjna z poręczami Body Charger Fitness (GT6800RF-LED)

Bieżnia rehabilitacyjna z poręczami nadaje się idealnie podczas rehabilitacji dla:

- seniorów
- niepełnosprawnych

To idealne wyposażenie placówek rehabilitacyjnych, szpitali ale również nadaje się do stosowania w domu. Bieżnia wyposażona jest w poręcze, dzięki którym zwiększa bezpieczeństwo rehabilitacji. Produkt ma regulowany zakres prędkości od 0,16 km/h do 19,2 km/h oraz regulowany kąt nachylenia od 0-15%.

Maksymalna dedykowana waga użytkownika to 150 kg.

Funkcje dodatkowe bieżni do rehabilitacji:

- **Wyświetlacz LED:** Intuicyjny wyświetlacz prezentuje wszystkie niezbędne informacje, takie jak prędkość, kąt nachylenia, puls, dystans, czas, kalorie, a także tempo i różnicę wzniesień.
- **Programy treningowe:** 12 programów treningowych zapewnia różnorodność i dostosowanie treningu do indywidualnych potrzeb rehabilitacyjnych.
- **Dotykowe czujniki pulsu:** Umożliwiają monitorowanie tętna w czasie rzeczywistym, co jest ważne dla bezpieczeństwa i efektywności ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

System amortyzacji 4 warstwowy System amortyzacji Ergodeck Silnik 2.0 KM DC Maksymalna waga użytkownika 150 kg Prędkość do przodu 0,3-12 km/h Prędkość do tyłu 0,3-5 km/h Kąt nachylenia 0-16 % Wymiary pasa biegowego 127 x 45 cm Niskie wejście 18 cm Poręcze Drewniane poręcze o regulowanej wysokości 55-90 cm Wyświetlacz LED Czujnik pomiaru tętna

Czujniki pomiaru pulsu oraz telemetryczny system pomiaru

Waga 116 kg Wymiary 166 x 75 x 137 cm Wymiary po złożeniu 83 x 75 x 162,5 cm pozostałe funkcje

automatyczny system kalibracji,

kółka transportowe,

przycisk stop,

12 programów wbudowanych,

zmiana kąta nachylenia,

regulowany czas, prędkość, dystans

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Gwarancja domowa - 2 lata
- Półkomercyjna - 2 lata
- Komercyjna - 2 lata

Widok 360

Galeria produktów:

