

## TECARIS+

59 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-UT-AST-TCS



Aparat do fizjoterapii oporowo-pojemnościowej prądem o częstotliwości radiowej Tecaris+ jest aktywnym, nieinwazyjnym urządzeniem terapeutycznym.

### Opis produktu:

#### Aparat do terapii tecar - TECARIS +

Aparat do terapii TECAR - TECARIS+ to zaawansowane technologicznie urządzenie, które dzięki wbudowanej encyklopedii idealnie sprawdzi się u terapeutów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z terapią TECAR. Funkcja ta dostarcza informacji o metodyce i parametrach terapii, dzięki czemu jest wsparciem w codziennej pracy.

Możliwość tworzenia własnych programów i sekwencji sprawia, że TECARIS+ doskonale nadaje się do placówek, gdzie z urządzenia korzysta więcej niż jeden fizjoterapeuta. TECARIS+ jest idealnym wyborem dla miejsc oferujących szeroki zakres usług terapeutycznych. Zapewnia wszechstronność dzięki rozbudowanemu wyposażeniu.

Tecaris+ jest kompatybilny z wieloma rodzajami i rozmiarami elektrod. Umożliwia to dopasowanie ich do potrzeb pacjenta oraz wielkości obszaru poddawanego terapii. Różne kształty elektrod ułatwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc, które w innych warunkach mogłyby zostać pominięte.

Elektrody bierne dostępne są w dwóch formach – płaskiej i cylindrycznej. Elektrody płaskie (o rozmiarach 24x16 cm i 32x23) cm są elastyczne i wytrzymałe, co pozwala na ich łatwe dopasowanie do ciała pacjenta. Można je owijać wokół kończyn lub mocować pasami w okolicy talii. Zabezpieczenie brzegów elektrod poliestrową warstwą chroni pacjenta przed otarciami oraz zapewnia bezpieczeństwo zabiegu.

#### Tryby pracy

Urządzenie umożliwia terapię pracę w kilku trybach:

- Tryb CAP - tryb pojemnościowy, który koncentruje swoje działanie głównie na tkankach i obszarach mocno uwodnionych, takich jak mięśnie czy układ limfatyczny,
- Tryb RES - tryb rezystancyjny, który oddziałuje na tkanki o dużej rezystancji, takie jak ścięgna i kości,
- Tryb IASTM - tryb rezystancyjny, w którym aplikator w kształcie specjalnego narzędzia wykorzystywany jest do terapii i manipulacji tkanek miękkich,
- Tryb BIPOLARNY - tryb rezystancyjny wykorzystujący dedykowany aplikator, który działa głównie na tkanki powierzchniowe i pozwala na pracę bez konieczności stosowania osobnej elektrody biernej,
- Tryb AUTO - tryb, w którym aparat aktywnie rozpoznaje rodzaj stosowanej elektrody i kieruje prąd do aplikatora, bez konieczności manualnej zmiany ustawień trybu pracy w menu.

## Dedykowany stolik

Urządzenie Tecaris+ wyposażone jest w dedykowany stolik. Posiada on przydatną funkcję podgrzewania elektrod z możliwością regulacji temperatury. Kompleksowe i ergonomiczne zarządzanie stanowiskiem terapeutycznym umożliwia starannie zaprojektowana konstrukcja stolika, a w niej:

- trzy dostępne szuflady umożliwiają przechowywanie wyposażenia aparatu,
- specjalne uchwyty na elektrody i aplikatory ułatwiają dostęp oraz zwiększają dynamikę pracy,
- uchwyt na ręcznik papierowy oraz mocowanie dozownika z kremem do terapii RF poprawia komfort pracy z pacjentem,
- dedykowany pojemnik na brudne elektrody czynne pomaga w utrzymaniu higieny stanowiska pracy,
- boczny metalowy panel stolika ułatwia mocowanie magnesów na przewodach i utrzymanie porządku.

## Porównanie aparatu TECAR i TECARIS +

### Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1

Wyświetlacz: 7"

Tryb manualny: tak

Baza wbudowanych programów zabiegowych: tak

Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak

Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak

Tryb STAND BY: tak

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

---

klasa wyrobu medycznego IIb programy do ustawienia dla użytkownika 50 wbudowane sekwencje zabiegowe do terapii TECAR 101 sekwencje do ustawienia dla użytkownika 10 ekran 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym kanał zabiegowy 1 zakres regulacji poziomu mocy

0 - 10% krok 0,5%,

0 - 40% krok 1%,

0 - 100% krok 4%

zegar zabiegowy 1- 60 minut wymiary aparatu 361 x 304 x 151 mm masa aparatu 6,5 kg częstotliwość sygnału wyjściowego 300 kHz, 500 kHz, 750 kHz, 1MHz maksymalny pobór mocy 300 VA zasilanie 230 V ± 10%, 50/60 Hz opcjonalnie: 120 V ± 6% 50/60 Hz

## Wyposażenie

### Części standardowe

---

- Przewód zasilający
- Dedykowany stolik pod urządzenie Tecaris+ wraz z podgrzewaczem elektrod
- Zasilacz impulsowy do stolika
- Elektroda bierna płaska, 32x23 cm
- Elektroda bierna płaska, 24x16 cm
- Przewód elektrody biernej z zaciskiem
- Elektroda bierna cylindryczna

- Aplikator kątowy do elektrody czynnej
- Aplikator prosty do elektrody czynnej
- Aplikator IASTM KISS
- Przewód do aplikatora IASTM
- Przedłużacz przewodu do aplikatora IASTM
- Elektroda rezystancyjna o średnicy 25 mm
- Elektroda rezystancyjna o średnicy 40 mm
- Elektroda rezystancyjna o średnicy 55 mm
- Elektroda rezystancyjna o średnicy 70 mm
- Elektroda rezystancyjna wypukła o średnicy 14 mm
- Elektroda rezystancyjna wypukła o średnicy 40 mm
- Elektroda pojemnościowa o średnicy 25 mm
- Elektroda pojemnościowa o średnicy 40 mm
- Elektroda pojemnościowa o średnicy 55 mm
- Elektroda pojemnościowa o średnicy 70 mm
- Elastyczny pas rzepowy 40x10 cm lub 40x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy 80x10 cm lub 80x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy 60x10 cm lub 60x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy 100x10 cm lub 100x9 cm
- Krem do terapii RF (2 sztuki)
- Dozownik do butelek (2 sztuki)
- Zapasowe bezpieczniki zwłoczne (2 sztuki)
- Zapasowy bezpiecznik zwłoczny do stolika
- Ścierka do ekranu
- Rysik do ekranu
- Instrukcja użytkowania
- Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa
- Karta gwarancyjna
- Paszport techniczny
- Metodyka użycia kremu w terapii RF

---

### **Części opcjonalne**

- Aplikator bipolarny
- Podstawa stołowa
- Torba na aparat i części dodatkowe

### **Informacje dodatkowe**

#### **Przeczytaj więcej na temat terapii TECAR**

---

- Terapia TECAR - tryb pojemnościowy i rezystancyjny - wpływ na tkanki

- Elektroda bierna w terapii TECAR – jak prawidłowo stosować?
- Terapia TECAR w badaniach naukowych
- Wskazania i przeciwwskazania do terapia prądami o częstotliwości radiowej – TECAR

**Dowiedz się więcej na: [terapiatecar.astar.pl](http://terapiatecar.astar.pl) Szkolenia: **SPRAWDŹ** Webinary: **SPRAWDŹ****

## Widok 360

## GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała

Email: [astarmed@astar.eu](mailto:astarmed@astar.eu)

Telefon: 33 829 24 40

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:



