

TECARIS+

59 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-UT-AST-TCS



Aparat do fizjoterapii oporowo-pojemnościowej prądem o częstotliwości radiowej Tecaris+ jest aktywnym, nieinwazyjnym urządzeniem terapeutycznym.

Opis produktu:

Aparat do terapii tecar - TECARIS +

Aparat do terapii TECAR - TECARIS+ to zaawansowane technologicznie urządzenie, które dzięki wbudowanej encyklopedii idealnie sprawdzi się u terapeutów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z terapią TECAR. Funkcja ta dostarcza informacji o metodyce i parametrach terapii, dzięki czemu jest wsparciem w codziennej pracy.

Możliwość tworzenia własnych programów i sekwencji sprawia, że TECARIS+ doskonale nadaje się do placówek, gdzie z urządzenia korzysta więcej niż jeden fizjoterapeuta. TECARIS+ jest idealnym wyborem dla miejsc oferujących szeroki zakres usług terapeutycznych. Zapewnia wszechstronność dzięki rozbudowanemu wyposażeniu.

Tecaris+ jest kompatybilny z wieloma rodzajami i rozmiarami elektrod. Umożliwia to dopasowanie ich do potrzeb pacjenta oraz wielkości obszaru poddawanego terapii. Różne kształty elektrod ułatwiają dotarcie do trudno dostępnych miejsc, które w innych warunkach mogłyby zostać pominięte.

Elektrody bierne dostępne są w dwóch formach – płaskiej i cylindrycznej. Elektrody płaskie (o rozmiarach 24x16 cm i 32x23) cm są elastyczne i wytrzymałe, co pozwala na ich łatwe dopasowanie do ciała pacjenta. Można je owijać wokół kończyn lub mocować pasami w okolicy talii. Zabezpieczenie brzegów elektrod poliestrową warstwą chroni pacjenta przed otarciami oraz zapewnia bezpieczeństwo zabiegu.

Tryby pracy

Urządzenie umożliwia terapię pracę w kilku trybach:

- Tryb CAP - tryb pojemnościowy, który koncentruje swoje działanie głównie na tkankach i obszarach mocno uwodnionych, takich jak mięśnie czy układ limfatyczny,
- Tryb RES - tryb rezystancyjny, który oddziałuje na tkanki o dużej rezystancji, takie jak ścięgna i kości,
- Tryb IASTM - tryb rezystancyjny, w którym aplikator w kształcie specjalnego narzędzia wykorzystywany jest do terapii i manipulacji tkanek miękkich,
- Tryb BIPOLARNY - tryb rezystancyjny wykorzystujący dedykowany aplikator, który działa głównie na tkanki powierzchniowe i pozwala na pracę bez konieczności stosowania osobnej elektrody biernej,
- Tryb AUTO - tryb, w którym aparat aktywnie rozpoznaje rodzaj stosowanej elektrody i kieruje prąd do aplikatora, bez konieczności manualnej zmiany ustawień trybu pracy w menu.

Dedykowany stolik

Urządzenie Tecaris+ wyposażone jest w dedykowany stolik. Posiada on przydatną funkcję podgrzewania elektrod z możliwością regulacji temperatury. Kompleksowe i ergonomiczne zarządzanie stanowiskiem terapeutycznym umożliwia starannie zaprojektowana konstrukcja stolika, a w niej:

- trzy dostępne szuflady umożliwiają przechowywanie wyposażenia aparatu,
- specjalne uchwyty na elektrody i aplikatory ułatwiają dostęp oraz zwiększają dynamikę pracy,
- uchwyt na ręcznik papierowy oraz mocowanie dozownika z kremem do terapii RF poprawia komfort pracy z pacjentem,
- dedykowany pojemnik na brudne elektrody czynne pomaga w utrzymaniu higieny stanowiska pracy,
- boczny metalowy panel stolika ułatwia mocowanie magnesów na przewodach i utrzymanie porządku.

Porównanie aparatu TECAR i TECARIS +

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1

Wyświetlacz: 7"

Tryb manualny: tak

Baza wbudowanych programów zabiegowych: tak

Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak

Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak

Tryb STAND BY: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

klasa wyrobu medycznego IIb programy do ustawienia dla użytkownika 50 wbudowane sekwencje zabiegowe do terapii TECAR 101 sekwencje do ustawienia dla użytkownika 10 ekran 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym kanał zabiegowy 1 zakres regulacji poziomu mocy

0 - 10% krok 0,5%,

0 - 40% krok 1%,

0 - 100% krok 4%

zegar zabiegowy 1- 60 minut wymiary aparatu 361 x 304 x 151 mm masa aparatu 6,5 kg częstotliwość sygnału wyjściowego 300 kHz, 500 kHz, 750 kHz, 1MHz maksymalny pobór mocy 300 VA zasilanie 230 V ± 10%, 50/60 Hz opcjonalnie: 120 V ± 6% 50/60 Hz

Wyposażenie

Części standardowe

- Przewód zasilający
- Dedykowany stolik pod urządzenie Tecaris+ wraz z podgrzewaczem elektrod
- Zasilacz impulsowy do stolika
- Elektroda bierna płaska, 32x23 cm
- Elektroda bierna płaska, 24x16 cm
- Przewód elektrody biernej z zaciskiem
- Elektroda bierna cylindryczna

- Aplikator kątowy do elektrody czynnej
- Aplikator prosty do elektrody czynnej
- Aplikator IASTM KISS
- Przewód do aplikatora IASTM
- Przedłużacz przewodu do aplikatora IASTM
- Elektroda rezystancyjna o średnicy 25 mm
- Elektroda rezystancyjna o średnicy 40 mm
- Elektroda rezystancyjna o średnicy 55 mm
- Elektroda rezystancyjna o średnicy 70 mm
- Elektroda rezystancyjna wypukła o średnicy 14 mm
- Elektroda rezystancyjna wypukła o średnicy 40 mm
- Elektroda pojemnościowa o średnicy 25 mm
- Elektroda pojemnościowa o średnicy 40 mm
- Elektroda pojemnościowa o średnicy 55 mm
- Elektroda pojemnościowa o średnicy 70 mm
- Elastyczny pas rzepowy 40x10 cm lub 40x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy 80x10 cm lub 80x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy 60x10 cm lub 60x9 cm
- Elastyczny pas rzepowy 100x10 cm lub 100x9 cm
- Krem do terapii RF (2 sztuki)
- Dozownik do butelek (2 sztuki)
- Zapasowe bezpieczniki zwłoczne (2 sztuki)
- Zapasowy bezpiecznik zwłoczny do stolika
- Ścierka do ekranu
- Rysik do ekranu
- Instrukcja użytkowania
- Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa
- Karta gwarancyjna
- Paszport techniczny
- Metodyka użycia kremu w terapii RF

Części opcjonalne

- Aplikator bipolarny
- Podstawa stołowa
- Torba na aparat i części dodatkowe

Informacje dodatkowe

Przeczytaj więcej na temat terapii TECAR

- Terapia TECAR - tryb pojemnościowy i rezystancyjny - wpływ na tkanki

- Elektroda bierna w terapii TECAR – jak prawidłowo stosować?
- Terapia TECAR w badaniach naukowych
- Wskazania i przeciwwskazania do terapia prądami o częstotliwości radiowej – TECAR

Dowiedz się więcej na: terapiatecar.astar.pl Szkolenia: **SPRAWDŹ Webinary: **SPRAWDŹ****

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



