

Aplikator bipolarny do fizjoterapii prądem RF

1 550,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: A-AT-AST-TCAPBIP

Opis produktu:

Aplikator bipolarny do fizjoterapii prądem RF

- Tryb bipolarny w urządzeniu Tecaris może być przeprowadzany tylko w połączeniu z elektrodą bipolarną firmy ASTAR.
- Obwód przechodzenia prądu również zachodzi pomiędzy elektrodą bierną a czynną, natomiast różni się tym, że aplikator bipolarny posiada po dwa wyprowadzenie elektrod aktywnych i pasywnych w jednej końcówce, przez co nie jest wymagane umieszczanie na pacjencie osobnej elektrody biernej zamykającej obwód.
- Terapia trybem bipolarnym będzie najlepsza w przypadku zabiegów na tkanki powierzchniowe takie jak terapia blizn czy lipodystrofia typu kobiecego. Jest tak ponieważ końcówka aplikatora bipolarnego posiada cztery wypustki z czego dwie pełnią funkcję elektrod czynnych a dwie biernych, mała odległość obecna pomiędzy dwoma rodzajami elektrod powoduje, że prąd przepływać będzie w warstwach powierzchniowych, bez względu na wybraną częstotliwość pracy.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

