



Aparat do terapii TECAR BTL-6000 TR-Therapy Elite - UŻYWANY

41 600,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Opis produktu:

Aparat do terapii TECAR BTL-6000 TR-Therapy Elite - UŻYWANY APARAT UŻYWANY - ROK PRODUKCJI: 2023

Podstawowe właściwości

- Moc do 320 W
- Kolorowy ekran dotykowy 8.4"
- Protokoły "ULUBIONE"
- Nawigacyjny atlas anatomiczny
- Baza danych pacjentów
- Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna
- Ergonomiczne aplikatory z wbudowaną audiowizualną kontrolą kontaktu
- Selektywny wpływ na tkanki dzięki zastosowaniu 2 trybów pracy: pojemnościowego i rezystywnego
- Możliwość wykonywania aplikacji statycznej
- Terapia ciągła i impulsowa
- Dynamiczna Kontrola Impedancji™

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Moc maksymalna 320 W Ekran 8.4" kolorowy ekran dotykowy Protokoły ULUBIONE Nawigacyjny atlas anatomiczny Gotowe programy terapeutyczne 31 Programy użytkownika Baza danych pacjentów Aplikator pojemnościowy i rezystywny Kabel pacjenta do elektrody

pojemnościowej i rezystywnej Częstotliwość pracy 480–520 kHz **Tryb pracy** ciągły / impulsowy **Wyjścia elektrod** dla elektrod: pojemnościowej / rezystywnej / neutralnej **Elektrody pojemnościowe** 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) **Elektrody rezystywne** 4 rozmiary (20, 30, 50, 70 mm) **Elektroda neutralna** metalowa (160 × 240 mm) **Wymiary** 325 x 210 x 290 mm **Waga** 5 kg **Zasilanie** 100–240 V, 50–60 Hz

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

