

AQUANESIS E

49 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Wanna do masażu podwodnego i powietrznego AQUANESIS E

Wanna do masażu podwodnego i powietrznego **AQUANESIS E** jest wyposażona w dysze do masażu podwodnego, oraz pompę do masażu powietrznego.

Co istotne, po zabiegu automatycznie uruchamiana jest dezynfekcja polegająca na przepłukaniu wszystkich dysz. Oczywiście możliwe jest także ręcznie uruchomienie płukania.

Wanna **AQUANESIS E** posiada 3 niezależne strefy zabiegowe (stopy, uda i biodra, kręgosłup). Wyposażona jest również w elektroniczny wyświetlacz temperatury wody,

elektroniczne ustawienie czasu zabiegu oraz wbudowane programy zabiegowe.

W standardowym wyposażeniu znajduje się wąż zabiegowy oraz prysznic ręczny. Pojemność zabiegowa to 110-190l.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 110-190l Liczba dysz

- masaż podwodny - 26
- kąpiel perełkowa - 12

Wąż zabiegowy + Prysznic ręczny + Wymiary (dł. x szer. x wys.) 250x98x75 cm Pobór mocy 2,0 kW Zasilanie 230 V/ 50 Hz Waga 120 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

