

AQUANESIS E/M

40 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Wanna do masażu ręcznego AQUANESIS E/M

Wanna do masażu ręcznego **AQUANESIS E/M** jest wyposażona w prysznic ręczny oraz wąż zabiegowy

W standardowym wyposażeniu znajduje się prysznic ręczny oraz wąż zabiegowy. Pojemność zabiegowa to 110-190l.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 110-190l Wąż zabiegowy + Prysznic ręczny + Wymiary (dł. x szer. x wys.) 250x98x75 cm Pobór mocy 1,1 kW Zasilanie 230 V/ 50 Hz Waga 90 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

