

## Fotel do pobierania krwi KF1

1 600,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UI-KNB-KF1



### Opis produktu:

#### Fotel do pobierania krwi KF1

- **Fotel KF1 do pobierania krwi** jest przeznaczony do ułatwienia przeprowadzenia zabiegu pobierania krwi oraz iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi.
- Wyposażony w podłokietniki, które służą do podparcia przedramienia pacjenta. Istnieje możliwość dopasowania wysokości podłokietników do wzrostu pacjenta.
- Fotel posiada regulowane za pomocą sprężyny gazowej oparcie.
- Podstawa fotela jest wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo.
- Siedzisko i podłokietniki obite są skóropodobnym materiałem co sprawia, że jest łatwe do utrzymania w czystości.
- W standardowym wyposażeniu znajduje się stolik, który można zamontować z dowolnej strony.
- **Fotel KF1** jest wykorzystywany w gabinetach lekarskich, placówkach medycznych, przychodniach czy szpitalach.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

Całkowita szerokość 81,5 cm Całkowita wysokość 125 cm Szerokość podstawy 50 cm Szerokość siedziska 54,5 cm  
Głębokość siedziska 40 cm Wysokość oparcia 78 cm Regulacja oparcia w zakresie 5- 85 Maksymalne obciążenie 150 kg  
Waga 14 kg

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

**Widok 360****GPSR**

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: [biurokinesis@kinesis.com.pl](mailto:biurokinesis@kinesis.com.pl)

Telefon: +48 13 435 06 67

**Informacje o bezpieczeństwie****Galeria produktów:**