



Fotel zabiegowy FZ-K

6 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Opis produktu:

Fotel zabiegowy FZ-K

- **Fotel** jest przeznaczony do przeprowadzania badań oraz zabiegów m.in: dializ, pobierania krwi, badań okulistycznych, laryngologicznych.
- Zagłówek oraz podnózek regulowane są za pomocą siłowników elektrycznych, a wysokość poprzez kolumnę elektryczną
- Wszystkie elementy sterowane są pilotem ręcznym.
- Podłokietniki są regulowane i blokowane za pomocą docisku.
- Konstrukcja wykonana jest z elementów stalowych malowanych proszkowo.
- W skład urządzenia wchodzi wygodny podgłówek w formie półwałka.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Całkowita szerokość 57 cm Całkowita wysokość 50-90 cm Całkowita długość 202 cm Zakres regulacji podpór pod kończyny dolne 0-90 Regulacja oparcia w zakresie 85-180 Maksymalne obciążenie 160 kg Waga 120 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 67

Informacje o bezpieczeństwie**Galeria produktów:**