



Lustro korekcyjne drewniane - uchylne

1 770,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: LT-U

Opis produktu:

Lustro korekcyjne drewniane

- Drewniane lustro korekcyjne posiada specjalną siatkę, która pozwala łatwiej ocenić poprawność postawy pacjenta i ocenić skalę problemu. Przeznaczone do ćwiczeń korekcji wad postawy z wykorzystaniem biofeedbacku.
- Konstrukcja ramy wykonana ze drewna.
- Lustro drewniane wyposażone w kółka z hamulcem umożliwiające łatwe przemieszczanie.
- Posiada możliwość przechylania w przód i w tył.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Szerokość 70 cm Wysokość 180 cm

Siatka (szer. x wys.)

15 x 20 cm

Waga

20 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

