



Lustro korekcyjne drewniane ze skrzydłami bocznymi

2 990,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: LT-3D

Opis produktu:

Lustro korekcyjne drewniane ze skrzydłami bocznymi

- Drewniane lustro korekcyjne posiada specjalną siatkę, która pozwala łatwiej ocenić poprawność postawy pacjenta i ocenić skalę problemu. Przeznaczone do ćwiczeń korekcji wad postawy z wykorzystaniem biofeedbacku.
- Konstrukcja ramy wykonana ze drewna.
- Lustro drewniane wyposażone w kółka z hamulcem umożliwiające łatwe przemieszczanie.
- Skrzydła boczne lustra są uchylne.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Szerokość całkowita 140 cm Szerokość środkowa 70 cm Skrzydło 35 cm Wysokość 180 cm Siatka (szer. x wys.) 15 x 20 cm Waga 48 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

