



AQUABOX

4 300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Opis produktu:

- Urządzenie AQUABOX przeznaczone jest do suchego masażu.
- AQUABOX działa tylko w połączeniu z urządzeniem aquavibron.
- Dzięki zamkniętemu obiegowi wody zapewnia ekologiczną i oszczędną pracę.
- Specjalnie zaprojektowany uchwyt pomaga w łatwym transporcie urządzenia.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Pojemność zabiegowa 5 l Zasilanie 230 /50[VAC/Hz] Pobór mocy (max) 0,37 [kW] Wysokość 73 [cm] Szerokość 37 [cm]
Głębokość 56 [cm] Waga 50 [kg]

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

