

## Stół pionizacyjny SP-R

4 990,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



### Opis produktu:

- stół został wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo
- stół pionizacyjny SP-R przeznaczony jest głównie do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu, z porażeniami oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgosłupa
- stół posiada regulowane uchwyty, na których może podeprzeć się pacjent

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

Wymiary całkowite (dł x szer.) 201 x 68 cm Wymiary leżyska (dł. - szer.) 196 x 60 cm Wysokość 85 cm Wysokość leżyska w pozycji pionowej: 204 cm Regulacja kąta nachylenia leżyska: od 0 do +90 Waga 65 kg Maksymalne obciążenie 150 kg

### Wyposażenie

W standardowym wyposażeniu są 3 pasy stabilizacyjne.

### Informacje dodatkowe

Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów.

### Widok 360

**Galeria produktów:**

