

Duża deska równoważnia do SI

490,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

- Duża deska równoważnia przeznaczona jest głównie do ćwiczeń dla dzieci, ze względu na swoje rozmiary. Dzieci mogą balansować i kołysać się w pozycji stojącej, siedzącej, klęczącej oraz leżącej.
- Krótkie płyty sprawiają, że deska jest mniej stabilna - dlatego ćwiczenia wymagają większej kontroli ruchu.
- Deska ma 50 cm szerokości oraz 80 cm długości. Wysokość płyty to 10 cm, natomiast całej deski to 13 cm.
- Deska jest wykonana z sklejki i włókniny tapicerskiej, pokrytej skajem.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

- wymiary długość x szerokość.: 50 x 80 cm
- wysokość: 13 cm
- wysokość płyty: 10 cm
- materiały: sklejka, gąbka i włókniny tapicerskie, sztuczna skóra [skaj], wodorozcieńczalny lakier akrylowy
- wykonanie: płyta na której dziecko ćwiczy pokryta jest skajem płyty i dolna strona przyrządu - szlifowana i lakierowana sklejka
- dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

