

Wózek do transportu aparatu

1 490,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -



Opis produktu:

- **Wózek transportowy do aparatu - idealnie sprawdzi się np. do urządzenia Tecaris VET**
- Wózek można bardzo łatwo składać i rozkładać przy pomocy jednego przycisku. Ułatwia to jego transport oraz przechowywanie.
- Wózek wyposażono w wygodny hamulec, który można obsługiwać stopą. Zapewnia to stabilność podczas pracy z urządzeniem w każdych warunkach.
- Dzięki specjalnie przygotowanym otworom, montaż urządzenia na wózku jest szybki i prosty.
- Wykorzystane materiały zapewniają lekkość wózka przy zachowaniu jego wytrzymałości.
- Koła o średnicy 17 cm umożliwiają łatwe przemieszczanie się po nierównym terenie. Dlatego wózek idealnie sprawdzi się do pracy w stajni i na terenach wiejskich.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

- wymiary wózka po rozłożeniu: W 1020 x S 550 x G 910 mm
- wymiary wózka w stanie złożonym ok: W 180 x S 550 x G 710 mm
- wymiary półki: 505 x 355 mm
- wysokość nad dolną półką: 390 mm
- udźwig: 60 kg (poziom górny: 20 kg, poziom dolny: 40 kg)
- waga: ok 6,9 kg
- dostawa łącznie z jednym składanym, dopasowanym kolorystycznie pojemnikiem o pojemności 46 l

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

