

Huštawka Parówka

660,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

- Huštawka Parówka to jedno z podstawowych narzędzi pracy terapeuty SI.
- Używana jest do stymulacji przedsionkowej, poprawy reakcji równoważnych oraz ćwiczenia koordynacji ruchowo-wzrokowej.
- Huštawka parówka to popularna i lubiana przez terapeutów forma huštawki.
- Dopuszczalne obciążenie to 80 kg.
- Wysokość walca to 150 cm, natomiast średnica to 20 cm.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

- Wysokość całego przyrządu: 175 cm
- Średnica walca: 20 cm
- Wysokość walca: 150 cm
- Sposób zawieszenia: jednozaczepowo
- Materiały: sklejka, pianka i włóknina tapicerska, sztuczna skóra [skaj], linki, okucia
- Wykonanie: pełne tapicerowanie
- Regulacja długości linek: nie
- Dopuszczalne obciążenie: 80 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 67

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

