



Inhalator ultradźwiękowy NEBTIME UN-600A

4 300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Opis produktu:

NEBTIME UN-600A to profesjonalny inhalator ultradźwiękowy. Głównie znajduje zastosowanie w leczeniu:

- oskrzeli,
- płuc,
- astmy,
- alergii.

Najważniejsze cechy urządzenia NEBTIME UN-600A:

- Funkcja czasu: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 min.
- 10-stopniowa regulacja przepływu powietrza
- 10-stopniowa regulacja wydajności
- Podgrzewany aerozol do temp. 38°C
- Butla zasilająca urządzenie w płyn do inhalacji
- Czujnik poziomu cieczy pośredniej
- Alarmy: braku komory, niskiego poziomu cieczy w komorze, uszkodzenia urządzenia
- Zastosowanie: nawilżanie i rehabilitacja dróg oddechowych, podawanie leków, solanek, wód mineralnych w schorzeniach takich jak: astma, pochn, alergia, mukowiscydoza, nawilżanie po tracheotomii.

24 miesiące gwarancji i serwis

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

średnica cząstek (średnia) MMAD < 4,0 μm Zakres średnic cząstek 0,5 - 6,0 μm wydajność aerozolu 0 - 30 l / min wydajność nawiewu 0 - 30 l / min pojemność naczynia na lek max. 30 ml częstotliwość pracy 1,68 ± 5% MHz temperatura termoaerozolu max. 38°C zasilanie AC 230 V, 50 Hz maksymalny pobór mocy 40 - 70 VA klasa ochronności IB wymiary 260x300x100 mm ciężar 4 kg poziom hałasu < 35 dB

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

