

Podkład wiskozowy (30x26 cm) do TECARIS.VET

39,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AT-00004



Opis produktu:

- Podkład wiskozowy o wymiarach 30x26 cm jest przeznaczony do stosowania z **elektrodą bierną płaską o wymiarach 32x23 cm.**
- Podkłady zapewniają właściwe przewodzenie energii bez konieczności zastosowania kremu czy żelu, który może być problematyczny do usunięcia z sierści.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

