



## Żel przewodzący C-MED 500g

13,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-AT-00001

### Opis produktu:

- Żel należy stosować podczas wykonywania zabiegów aparatem **TECARIS VET**.
- Dla prawidłowego przeprowadzenia zabiegu, należy zmoczyć obszar poddawany terapii, po czym zaaplikować żel dla zapewnienia prawidłowego kontaktu elektrod z ciałem pacjenta (powtarzając aplikację w razie konieczności).
- Włos przed nałożeniem żelu można także zmoczyć przy pomocy wody (najlepiej do tego celu sprawdzają się butelki ze spryskiwaczem).
- Podczas zabiegu pod elektrodą czynną powinno znajdować się wystarczająco dużo żelu.

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

### Widok 360

### GPSR

Producent: CENTRUM MEDICUM POLAND

Adres: ul. Opiekuńcza 5/7/9, 93-411 Łódź, Polska

Email: [zamowienia@centrummedicum.pl](mailto:zamowienia@centrummedicum.pl)

Telefon: +48 515 182 209

**Informacje o bezpieczeństwie**

**Galeria produktów:**

