

Zestaw jednorazowy z ustnikiem do inhalatora TAJFUN

45,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -



Opis produktu:

- Zestaw jednorazowy z ustnikiem jest przeznaczony do **inhalatora TAJFUN**.
- Zestaw (poza komorą rozpylania) nie jest przeznaczony do sterylizacji ani dezynfekcji. Zaleca się, aby był użytkowany tylko przez jednego pacjenta.
- W zestawie dostępna jest: górna komora rozpylania z korkiem, naczynie na lek, rura aeroszolu i ustnik.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

