

## Kamera ze statywem do analizy tyłostopia



495,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

### Opis produktu:

- Kamera ze statywem jest urządzeniem służącym do analizy tyłostopia. Kamera Full HD służy do wykonania zdjęcia/filmu tylnej strony stóp. Umożliwia zrobienie zdjęcia lub nakręcenie sekwencji filmowej (np. podczas wykonywania przysiadu). Dzięki statywowi możliwe jest stabilne ustawienie kamery na różnych wysokościach.
- Zestaw dedykowany do współpracy z oprogramowaniem Multireha PODO

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

- Czujnik koloru: CMOS Full HD 1080p
- Interfejs: połączenie USB 2.0
- Ostrość: 50 cm do nieskończoności / ręczne ustawianie ostrości
- Kabel: 1,15 m
- Kąt widzenia: ~60°
- Mikrofon: dookólny
- Uniwersalny klips montażowy: tak
- Specyfikacja otworu dla śruby statywu: standardowy otwór na śrubę 1/4
- Wysokość maksymalna: 126 cm
- Wysokość po złożeniu: 42 cm
- Ruchoma głowica: tak
- Wymienna stopka: nie
- Maksymalny udźwig: 1 kg
- Pokrowiec: tak
- Waga: 0,535 kg

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

### Widok 360

**Galeria produktów:**

