

PhysioGo.Lite COMBO (30 lat ASTAR)

4 844,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

PhysioGo.Lite COMBO - aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej



Opis produktu:

PhysioGo.Lite COMBO - aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej

Aparat wielofunkcyjny z rodziny PhysioGo.Lite to połączenie trzech terapii w jednym urządzeniu. PhysioGo.Lite COMBO można wyposażyć w opcjonalny akumulator i pracować z urządzeniem bez podłączania źródła zasilania. Urządzenie dysponuje 5-calowym, kolorowym wyświetlaczem z panelem dotykowym.

Szeroka gama zabiegów

PhysioGo.Lite COMBO pozwala na wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej.

W **dziedzinie elektroterapii** aparat umożliwia wykorzystanie m.in. prądów uni i bipolarnych niskiej i średniej częstotliwości.

Z kolei w sferze **sonoterapii** urządzenie generuje fale ultradźwiękowe o częstotliwości 1 MHz, które pozwalają na leczenie głęboko położonych zmian chorobowych oraz 3 MHz umożliwiające terapię obszarów zmienionych chorobowo płytko pod powierzchnią skóry. Aparat wykonuje pracę w trybie emisji ciągłej (efekt termiczny) lub impulsowej (mikromasaż). W zależności od potrzeb użytkownika oraz powierzchni terapeutycznej, fale dźwiękowe mogą być emitowane za pomocą głowic GU-1 o powierzchni czoła 1 cm², GU-5 o powierzchni czoła 5 cm² oraz innowacyjnej bezobsługowej głowicy SnG o powierzchni czoła 17,3 cm² lub 34,5 cm² w zależności od wybranego trybu działania.

PhysioGo.Lite COMBO pozwala użytkownikowi na przeprowadzenie **fonoforezy, terapii LIPUS** oraz **terapii kombinowanej** czyli połączenia terapeutycznego działania elektroterapii oraz ultradźwięków symultanicznie w trakcie jednego zabiegu.

Terapia LIPUS

PhysioGo.Lite COMBO umożliwia przeprowadzenie zabiegów ultradźwiękami o niskiej intensywności (ang. Low intensity pulsed ultrasound, LIPUS). Ten rodzaj terapii stymuluje wzrost kości, ścięgien, odbudowę nerwów oraz wspomaga procesy gojenia w ostrym i podostrym stanie zapalnym. Ponadto jest coraz częściej ceniona za swą skuteczność w leczeniu ran i oparzeń.

Więcej o terapii LIPUS znajdziesz na: **fizjotechnologia.com**

Trzy niezależne kanały zabiegowe

Aparat do fizykoterapii PhysioGo.Lite COMBO posiada aż **trzy niezależne kanały** zabiegowe zabezpieczone pełną izolacją galwaniczną, która eliminuje występowanie zakłóceń podczas jednoczesnej pracy w różnych trybach.

Baza wbudowanych programów

Aparat wielofunkcyjny PhysioGo.Lite COMBO został wyposażony w:

- **304** wbudowanych procedur terapeutycznych połączonych z encyklopedią przedstawiającą metodykę wykonywania zabiegów
- **44** predefiniowanych sekwencji zabiegowych dla elektroterapii
- **250** programów użytkownika
- **10** własnych sekwencji dla elektroterapii

Użytkownik może bez trudu zmienić nazwy własnych programów i sekwencji, a także zdecydować się na pracę w trybie manualnym, samodzielnie regulując parametry zabiegowe.

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 3
Wyświetlacz: 5"
Test elektrod: tak
Tryb manualny: tak
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak
Baza wbudowanych programów zabiegowych: 304
Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych: 44
Baza programów użytkownika: 150
Programy ulubione: tak
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak
Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak
Elektroterapia: tak
Sonoterapia: tak
Terapia Skojarzona: tak

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów: